


# SLEEQ

spinal • therapy • system

## INSTRUCTIONS FOR USE

### SLEEQ FLEX



**THUASNE**

4615 Shepard Street, Bakersfield, CA. 93313, USA  
800.432.3466 [ThuasneUSA.com](http://ThuasneUSA.com)

EMERGO EUROPE  
Prinsesgracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

1.0	Sizing	Determinación del tamaño	Größe	Dimensionnement	Regolazione delle dimensioni
<b>1.1</b> 	<b>Adjust</b> Move right wing in or out and align Crescent Connector to appropriate Sizing Arq. Repeat on left wing.  SLEEQ adjusts to fit a vast majority of patients. Measurement is closely related to waist circumference. Four Sizing Arqs (1, 2, 3, 4) provide landmarks for waist circumference and proper alignment. These only act as guides as there is infinite adjustability and customization options within Sizing Arq range.	<b>Ajustar</b> Desplace la aleta derecha hacia adentro o hacia afuera y alinee Crescent Connector con el Sizing Arq adecuado. Haga lo mismo con la aleta izquierda.  SLEEQ se ajusta de forma tal que puede adaptarse a una amplia mayoría de pacientes. La medición guarda una estrecha relación con la circunferencia de la cintura. Existen cuatro Sizing Arqs (1, 2, 3, 4) que ofrecen marcas de referencia de la circunferencia de la cintura y la alineación correcta. Estas sirven solamente como guía, ya que hay infinitas opciones en cuanto a capacidad de ajuste y personalización dentro del intervalo de Sizing Arq.	<b>Anpassen</b> Bewegen Sie den rechten Flügel nach innen oder außen und richten Sie den Crescent Connector am passenden Sizing Arq aus. Am linken Flügel wiederholen.  SLEEQ kann auf die Größe der meisten Patienten angepasst werden. Die Größe ist sehr ähnlich zum Taillenumfang. Vier Sizing Arqs (1, 2, 3, 4) zeigen Markierungen für den Taillenumfang und die richtige Ausrichtung. Diese dienen lediglich als Hinweis, da der Sizing Arq beliebig verändert und angepasst werden kann.	<b>Ajustement</b> Deployer ou rétracter le rabat de droite et aligner le Crescent Connector au Sizing Arq approprié. Recommencer pour le rabat de gauche.  La ceinture SLEEQ s'ajuste pour s'adapter à une vaste majorité de patients. Les mesures sont étroitement liées à la circonférence de la taille. Quatre Sizing Arq (1, 2, 3, 4) offrent des repères pour la circonférence de la taille et le bon alignement. Ils font uniquement office de guides, offrant des options de réglage et de personnalisation infinies dans les plages de chaque Sizing Arq.	<b>Regolare</b> Spostare l'aletta destra verso l'interno o verso l'esterno e allineare il Crescent Connector al corretto Sizing Arq. Ripetere l'operazione con l'aletta sinistra.  Lo SLEEQ si regola in modo da poter essere indossato dalla maggior parte dei pazienti. La misura è strettamente correlata alla circonferenza della vita. I quattro Sizing Arq (1, 2, 3, 4) rappresentano punti di riferimento per la circonferenza della vita e per il corretto allineamento. Questi fungono solo da guide in quanto l'intervallo dei Sizing Arq consente infinite possibilità di regolazione e personalizzazione.
<b>1.2</b> 	<b>Secure</b> Firmly secure both Crescent Connectors to each wing. Return ComfoGlide Pull Tabs to ready position. Not quite right? No problem, re-adjust for best fit.	<b>Fijar</b> Beide Crescent Connectors en cada aleta. Vuelva a poner las lengüetas de presión ComfoGlide en la posición de sistema preparado. Si el producto no se ha ajustado suficientemente bien no hay ningún problema: vuelva a ajustarlo para que se adapte lo mejor posible.	<b>Sichern</b> Beide Crescent Connectors an beiden Flügeln sicher befestigen. Die ComfoGlide-Laschen auf die Bereitstellung zurücklegen. Noch nicht ganz passend? Kein Problem, zur besseren Passung neu anlegen.	<b>Fixation</b> Fixer fermement les deux Crescent Connectors sur chaque rabat. Replacer ComfoGlide les languettes de tirage en position d'utilisation. Le réglage n'est pas parfait ? Il suffit de recommencer pour un meilleur ajustement.	<b>Fissare</b> Fissare saldamente i due Crescent Connector a ciascuna aletta. Riportare le linguette ComfoGlide in posizione di pronto. Non va bene? Nessun problema, ripetere la regolazione per una migliore vestibilità.
<b>1.3</b> 	<b>Check</b> Confirm Crescent Connectors are firmly secured, aligned to Sizing Arqs, and ComfoGlide Pull Tabs are in ready position.	<b>Comprobar</b> Compruebe que los conectores Crescent estén fijados con firmeza y alineados con los Sizing Arqs y que las lengüetas de presión ComfoGlide estén en la posición de sistema preparado.	<b>Prüfen</b> Stellen Sie sicher, dass die Crescent Connectors sicher befestigt, auf die Sizing Arqs ausgerichtet und die ComfoGlide-Laschen auf der Bereitstellung liegen.	<b>Contrôle</b> S'assurer que les Crescent Connectors sont fermement fixés et alignés sur les Sizing Arqs, et ComfoGlide les languettes de tirage sont en position d'utilisation.	<b>Verificare</b> Confermare che i Crescent Connector siano fissati saldamente, allineati ai Sizing Arqs, e che le linguette ComfoGlide siano in posizione di pronto.

**Care Instructions:**

HAND WASH COLD

HANG OR LAY FLAT TO DRY

DO NOT IRON

DO NOT DRY CLEAN

DO NOT BLEACH

**Warnings**

- Carefully read use/care instructions and warnings prior to use.
- If increased pain, swelling, sensation changes, or any adverse reactions are experienced while using this product, immediately consult your medical professional.
- For single patient use only.

**Contraindications:**

- SLEEQ braces are contraindicated for women who are pregnant.
- SLEEQ braces are contraindicated for persons with circulatory, pulmonary, cardiovascular or other conditions where increased abdominal pressure would be of concern.

**Advertencias**

- Lea atentamente las instrucciones de uso y mantenimiento y los advertencias antes de utilizar el producto.
- Si experimenta más dolor, inflamación, cambios en cuanto a las sensaciones o reacciones adversas mientras utiliza este producto, consulte de inmediato a su profesional médico.
- Para uso con un solo paciente.

**Contraindicaciones:**

- Los aparatos ortopédicos SLEEQ están contraindicados en mujeres embarazadas.
- Los aparatos ortopédicos SLEEQ están contraindicados en personas con afecciones circulatorias, pulmonares, cardiovasculares o de otro tipo en las que un aumento de la presión abdominal pueda suponer un problema.

**Warnhinweise**

- Die Gebrauchs-/Pflegeanweisungen und Warnhinweise vor Gebrauch sorgfältig lesen.
- Kommt es beim Gebrauch dieses Produkts zu stärkeren Schmerzen, Schwellung, Empfindungsänderungen oder sonstigen Nebenreaktionen, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt.
- Nur für Gebrauch bei einem Patienten.

**Gegenanzeigen:**

- SLEEQ-Bandagen sind kontraindiziert bei schwangenen Frauen.
- SLEEQ-Bandagen sind kontraindiziert bei Personen mit Durchblutungs-, Lungen-, Herzkreislauf- oder sonstigen Beschwerden, bei denen erhöhter Bauchdruck ein Problem darstellen kann.

**Avertissements**

- Lire attentivement les instructions et les avertissements relative à l'usage/à la maintenance.
- En cas d'augmentation de la douleur, de gonflement, de changement de sensation ou de toute autre réaction indésirable lors de l'utilisation de ce produit, consulter immédiatement le professionnel de santé qui vous suit.
- À usage unique exclusivement.

**Contre-indications:**

- Les ceintures SLEEQ sont contre-indiquées chez la femme enceinte.
- Les ceintures SLEEQ sont contre-indiquées chez les personnes souffrant de troubles circulatoires, pulmonaires, cardiovasculaires et autres troubles pour lesquels l'augmentation de la pression abdominale pose un problème.

**Avvertenze**

- Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze relative all'uso/alla manutenzione.
- Se durante l'utilizzo di questo prodotto, si avvertono aumento del dolore, gonfiore, alterazioni sensoriali o altre reazioni indesiderate, consultare immediatamente il medico.
- Esclusivamente per l'uso su un singolo paziente.

**Controindicazioni:**

- Il corsetto SLEEQ è contraindicato per le donne in gravidanza.
- Il corsetto SLEEQ è contraindicato per persone affette da patologie circolatorie, polmonari, cardiovascolari o di altra natura, e nei casi in cui l'aumento della pressione addominale potrebbe costituire un problema.

## 2.0

### Application


### Aplicación

### Anwendung

### Application

### Applicazione

#### 2.1



**Wrap**  
Loosen both shoulder straps and place arms through straps like putting on a backpack. ThoraCare Support may be adjusted upward prior to fitting taller patients (see 2.3 below).


**Envolver**  
Afloje las dos tiras para los hombros y pase los brazos por las tiras, igual que si se pusiera una mochila. Para colocárselo a los pacientes más altos, se puede ajustar hacia arriba el sistema de apoyo ThoraCare (véase la sección 2.3, más adelante).

**Anlegen**  
Beide Schulterriemen lösen und Arme wie bei einem Rucksack durch die Riemen legen. Der ThoraCare-Träger kann vor dem Anlegen bei größeren Patienten nach oben verschoben werden (siehe 2.3 unten).

**Positionnement**  
Desserrer les deux bretelles et placer les bras dans les bretelles comme un sac à dos. Le soutien ThoraCare peut être réglé vers le haut pour les patients de grande taille (voir 2.3 ci-dessous).

**Indossare**  
Allentare le due cinghie delle spalle e infilare le braccia attraverso le cinghie come quando si indossa uno zaino. Il sostegno ThoraCare può essere regolato verso l'alto prima dell'applicazione su pazienti di alta statura (vedere 2.3 in basso).

#### 2.2



### Tighten


### Apretar

### Anziehen

### Serrer

### Serrare

#### 2.3



**Adjust ThoraCare™**  
ThoraCare Support System should be adjusted upward or downward so that top center of ThoraCare support aligns at T3/scapular spine level.

**Ajustar ThoraCare™**  
El sistema de apoyo ThoraCare se tiene que ajustar hacia arriba o hacia abajo de forma que la parte superior central del sistema de apoyo ThoraCare coincida con la sección de la columna a la altura de la T3 y la escápula.

**ThoraCare™ anpassen**  
Das ThoraCare-Trägersystem sollte so nach oben oder unten verschoben werden, dass die obere Mitte des ThoraCare-Trägers auf einer Höhe mit dem T3-/Schulterwirbel liegt.

**Régler le soutien ThoraCare™**  
Le système de soutien ThoraCare peut être réglé vers le haut ou vers le bas de manière à ce que la partie supérieure du support ThoraCare soit alignée avec la T3/épine scapulaire.

**Regolare ThoraCare™**  
Il sistema di sostegno ThoraCare deve essere regolato verso l'alto o verso il basso in modo che la parte centrale superiore del sostegno ThoraCare sia in linea con il livello T3/scapolare della colonna vertebrale.

## 3.0

### Reset


### Restablecer

### Neu einstellen

### Réinitialisation

### Risistemare

#### 3.1



When removing SLEEQ, always return ComfoGlide Pull Tabs to ready position and then pull each Wing outward to reset the TruGlide™ Tightening mechanism.



Al retirar el aparato SLEEQ, vuelva a colocar siempre las lengüetas de presión ComfoGlide en la posición de preparado y luego presione hacia afuera cada aleta para restablecer el mecanismo de ajuste TruGlide.

Wenn Sie den SLEEQ entfernen, immer die ComfoGlide-Laschen auf die Bereitstellung legen und danach die Flügel nach außen ziehen, um den TruGlide-Feststellmechanismus neu einzustellen.

Lors du retrait de la ceinture SLEEQ, toujours replacer les languettes de tirage ComfoGlide en position d'utilisation, puis tirer chaque rabat vers l'extérieur afin de réinitialiser le mécanisme de serrage TruGlide.

Quando si rimuove lo SLEEQ, riportare sempre le linguette ComfoGlide in posizione di pronto, quindi tirare ogni aletta verso l'esterno per risistemare il meccanismo di serraggio TruGlide.

#### 3.2



(SLEEQ #P shown)

#### LIMITED WARRANTY

Townsend Design warrants to the original purchaser that this product is free from defects in materials and workmanship. Normal wear and tear during the use of a product is not considered a defect. This Limited Warranty is effective from the date of delivery to the original purchaser.

This warranty does not apply if this product:

- (1) has been altered in any way;
- (2) was not purchased from Townsend Design or one of its authorized distributors;
- (3) is not used in accordance with Townsend Design's Instructions for Use (IFU).

Under this Limited Warranty Townsend Design's sole obligation shall be to repair or replace the defective product or associated part(s) at no charge. This Limited Warranty does not cover damage as a result of mishandling, accidents, improper use or alteration of the product. This warranty is in place of all other warranties, either express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Townsend Design shall not be liable under this or any implied warranty for any personal injury, property damage, or special, incidental, or consequential damages arising out of, related, or incidental to the use of the product even if Townsend Design has been informed of the prospect of such possible loss or damage, unless state law otherwise prohibits this exclusion. User should seek advice from their healthcare provider immediately if user encounters any kind of adverse reaction related to the use of this product. User should consult with their healthcare provider with any questions or concerns relating to the proper use of this product for their specific medical condition. **IMPORTANT:** Read all Instructions for Use (IFU) and any other associated materials to ensure proper use.

A notice to the user and/or patient that any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.